



Hjelpemiddelsentralen i Østfold

Til deg som har fått utlevert elektrisk rullestol fra Nav hjelpemiddelsentral

Noen råd om bruk, oppbevaring og vedlikehold av elektriske stoler.

PLIKTER:

Når du får en elektrisk rullestol til utlån, sett deg grundig inn i bruksanvisning fra leverandøren.

ANSVARSFORSIKRING:

Du er selv ansvarlig dersom du påfører omgivelsene, andre (tredjemannsinteresse) eller deg selv skade, for eksempel ved å kjøre på noe eller noen. Det lønner seg derfor å avklare med ditt forsikringsselskap om du har en ansvarsforsikring som dekker skader. Dette gjelder også ved opphold i utlandet. Skader på selve rullestolen dekkes av folketrygden.

OPPBEVARING:

Den elektriske rullestolen bør oppbevares tørt og under tak.

TRAFIKKREGLER:

Du regnes som gående når du kjører elektrisk rullestol med fart under 10 km/t. Det er viktig at du hele tiden vurderer forholdene, og kjører slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre.

LADING AV BATTERIER:

Det er viktig at hjelpemiddelet ditt virker når du skal bruke det, derfor må du være nøye med laderutiner. Les nøye leverandørens bruksanvisning for laderen. Et batteri som er fulladet, vil ikke trekke merkbart strøm. Dersom det går helt tomt, kan batteriet bli ødelagt.

FLYFRAKT:

Hvis du skal ha med den elektriske rullestolen på fly, må batteriene merkes på en spesiell måte. Du må derfor vite hvilken type batteri rullestolen har, slik at du kan opplyse om det når du bestiller flybillett. Dette får du vite hvis du kontakter hjelpemiddelsentralen.

VEDLIKEHOLD:

Ved rengjøring av den elektriske rullestolen må du bare bruke en fuktig klut. Ikke store mengder vann. Stolen bør ses over jevnlig og kontrolleres for eventuelle skader, om lys er i orden, lufttrykk, bremses og frikobling og ulyder.

Tlf: 40 70 28 01
Besøksadr: Gamle Tindlund vei 3, 1719 Greåker
Postadr: Postboks 574, 1703 Sarpsborg

